

Sistema de Reparação de Ombro

Simple, Seguro e Versátil



CrossFT®



PopLok®



Y-Knot®



Soluções simples para procedimentos complexos

TÉCNICA SIMPLES: Design das âncoras e instrumentais desenvolvidos para facilitar o procedimento cirúrgico.

FIXAÇÃO SEGURA: Máxima compressão para melhor recuperação.

VERSATILIDADE: Escolha intraoperatória, *Single Row*, *Double Row* ou reparação transóssea equivalente.

Distribuído no Brasil por:

CrossFT®


ÂNCORA DE PEEK COM ROSCA ESPONJOSA E CORTICAL

Fornecer uma excepcional **força de fixação**

Iniciador patenteado minimiza a chance de fratura cortical por estresse

Canulado para guiar os fatores de crescimento no local da reparação

Pré-carregado com 2 fios Hi-Fi



PopLok®

ÂNCORA EM PEEK SEM NÓ

Oferece a possibilidade de **tensionar as suturas individualmente** e separadamente direto do lugar da âncora

Bloqueio de sutura no interior da âncora


Asas subcorticais para fixação

Pré-carregado com 2 fios Hi-Fi



SOLUÇÕES PARA TÉCNICAS SINGLE AND DOUBLE ROW

Versatilidade para **qualquer tipo de reparo** no manguito rotador



Y-Knot[®]

ALL SUTURE ANCHOR

1.3 MM

A âncora de sutura **Y-Knot** é feita de fio de sutura Hi-Fi trançado e combina um pequeno tamanho (1,3 milímetros) à construção suave. Permite fixação 'Form Fit' de 360 ° dentro do orifício criado, proporcionando os seguintes benefícios:



- **Elimina a possibilidade de corpos estranhos** perdidos dentro da articulação
- **Menos Risco** de dano a glenóide
- **Reparação Segura** (<1mm de deslocamento/ deformação)
- **Remove 80% menos osso** do que uma âncora press fit de 3,0 mm
- **Maior superfície de cicatrização** em tecido-osso
- **Coloque a âncora onde você quer** (perto, junto e em espaços apertados)



PROCEDIMENTOS

SLAP (labrum superior, anterior e posterior) **1**

Bankart (anterior, labrum inferior) **2**

Bankart Reverso (posterior, labrum inferior) **3**

Biceps Tenodesis




SUAVE

(TODA SUTURA)



PEQUENA

(1.3MM)



SEGURA

(360° FIXAÇÃO 'FORM FIT')

Sistema de Reparação de Ombro

Simple, Seguro e Versátil

Soluções da linha

Single and Double Row.

Versatilidade para qualquer tipo de reparo no manguito rotador.

O sistema para restauração de Ombro Conmed fornece soluções simples para procedimentos complexos incluindo um inovador sistema de estabilização e ancoras do manguito rotador, além de uma linha completa de instrumentais e ferramentas que atendem todas as suas necessidades para manguito rotador e instabilidade.

PopLok	CrossFT	Y-Knot
2,8 mm	4,5 mm	1,3 mm
3,3 mm	5,5 mm	
3,5 mm	6,5 mm	
4,5 mm		



11311 Concept Boulevard
Largo, Florida 33773-4908

Local 727-392-6464
Toll Free 800-237-0169

www.linvatec.com

Email customer_service@linvatec.com

Distribuído no Brasil por:



+ 55 11 3849-0900
www.implamed.com.br

Consulte o distribuidor mais próximo:
sac.implamed@implamed.com.br